

Lithium Electronic Scale

Leading the Way in Accuracy®

Instruction Manual

Thank you for purchasing a Taylor® Lithium Electronic scale. All of our precision instruments for weight measurement are engineered and designed to meet the highest quality standards ...to assure you years of uncompromising accuracy and consistently dependable, convenient performance. Please read this instruction manual carefully before use. Keep these instructions handy for future reference.

General Operation

1. There is a strip under the Lithium battery cover to prevent battery drain in shipping. Please remove the strip before continuing with these instructions. Also, some models have a static cling label on the lens to prevent scratching. Please remove before use.
2. Your scale has been set at the factory to read weight in pounds. You may select kilograms units of measurement by moving the slide switch on the bottom of the scale.
3. Place scale on flat, hard surface. Carpeted or uneven floors may affect accuracy.
4. Step on the scale (disregarding the reading) and step off. This process insures the scale is set and is now ready for use. At all other times step straight onto the scale.
5. Step onto the scale platform and remain still. The display will count up to your weight. Your weight is now displayed.
6. The scale will turn off automatically after approximately 10 seconds.

Battery Information

Your Taylor® scale has a lithium battery installed to provide extra long energy life for your scale. Under heavy usage (Health Club, Wellness Clinic, etc.) the battery may eventually need to be replaced.

Balança Eletrônica de Vidro

Leading the Way in Accuracy®

Instruções

Obrigado por adquirir a balança eletrônica de lítio Taylor®. Todos os nossos instrumentos de precisão para a medição do peso foram projetados e concebidos para atender aos mais altos padrões de qualidade... a fim de garantir anos de total precisão e um desempenho sistematicamente confiável e conveniente.

Antes de utilizar, leia atentamente o manual de instruções. Mantenha estas instruções à mão para consultas futuras.

Operação Geral

1. Há uma faixa sob a tampa da pilha de lítio para evitar o vazamento durante o transporte. Remova a faixa antes de prosseguir com estas instruções. Além disso, alguns modelos têm um rótulo de adesão estática nas lentes para evitar riscos. Remova antes de utilizar.
2. Sua balança tem configuração de fábrica para a leitura de pesos em libras. É possível selecionar unidades de medida em quilogramas movendo a chave deslizante da parte traseira da balança.
3. Coloque a balança em uma superfície plana e sólida. Pisos atapetados ou irregulares podem afetar a precisão.
4. Suba e desça da balança (desconsiderando a leitura). Esse processo assegura que a balança esteja ajustada e pronta para o seu uso. Faça isso sempre que a balança for movida. Em todas as outras vezes, suba diretamente na balança.
5. Suba na plataforma da balança e permaneça imóvel. O visor calculará seu peso. Agora, seu peso será exibido.
6. A balança será desligada automaticamente depois de aproximadamente 10 segundos.

Informações das Pilhas

A balança Taylor® tem uma pilha de lítio instalada a fim de fornecer energia extra para sua balança. Em condições de uso intensivo (Academias de ginástica, clínicas de saúde etc.), a pilha pode, com o tempo, precisar ser substituída.

Battery Replacement

1. Use 3 volt CR2032 lithium battery (as installed).
2. Open the battery compartment on the bottom of the scale.
3. Remove the old battery from the compartment.
4. Place the new battery with the “+” sign up into the battery compartment.
5. Replace the battery compartment cover.

Low Battery

Your Taylor® scale is equipped with a low battery indicator. It will display “LO” or readings will grow dim or become irregular if the battery needs replacement.

Trouble Shooting

In Case of Difficulty...

1. Place your feet in the same position every time you weigh yourself. Stand still during measurement.
2. Weigh yourself without clothing whenever possible. Clothes can vary in weight.
3. Move the scale to a location where it won't be bumped. If your scale is bumped while being activated or while in use, an inaccurate reading may occur.
4. For the most consistent readings, weigh yourself at the same time of day. Allow for weight fluctuations due to food or drink in your system.
5. The maximum capacity of this scale is 400 lbs / 180 kgs. Should “ **ERR** ” appear on the display during a weighing, this indicates that the maximum weighing capacity of the scale has been exceeded. Remove the weight immediately; otherwise, permanent damage may occur.

Precautions

1. Clean exposed parts with a soft, slightly damp cloth. To remove stains, use a mild soap. Never use detergents, excess water, treated cloths, harsh cleaning agents, or sprays. Do not attempt to lubricate or open scale casing.
2. Although your scale is designed to be maintenance-free, it contains sensitive electronic parts. Avoid rough treatment. Do not drop, kick, or jump on it. Treat it with care to ensure the best performance.
3. This scale is designed to read weights between 35 and 400 lbs and 15 and 180 kgs. To prevent damage, do not place more than 400 lbs / 180 kgs on it.
4. Do not store scale where you store cleaning chemicals. The vapors from some household products may affect the electronic components of your scale. Do not store scale on its side.
5. This scale is an extremely sensitive weighing device. In order to prevent run down of the battery, do not store anything on the scale.
6. Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak. Remove the battery if the scale will not be used for a long period of time.

Substituição das Pilhas

1. Utilize pilhas de lítio CR2032 de 3 volts (conforme à instalada).
2. Abra o compartimento da pilha na parte traseira da balança.
3. Remova a pilha antiga do compartimento.
4. Coloque a pilha nova com o sinal de “+” para cima no compartimento da pilha.
5. Recoloque a tampa do compartimento das pilhas.

Pilha Fraca

Sua balança Taylor® está equipada com um indicador de pilhas fracas. O indicador exibirá “LO” ou as leituras ficarão turvas ou irregulares se a pilha precisar ser substituída.

Resolução de Problemas

Em caso de dificuldades...

1. Coloque os pés na mesma posição sempre que for se pesar. Fique imóvel durante a medição.
2. Pese-se sem roupas sempre que possível. As roupas podem alterar o peso.
3. Mova a balança para um local onde ela não sofra impacto. Se a balança sofrer algum impacto enquanto estiver ativada ou em uso, podem ocorrer leituras imprecisas.
4. Para leituras mais consistentes, pese-se sempre no mesmo horário. Considere as variações de peso devido à comida ou bebida em seu sistema.
5. A capacidade máxima desta balança é de 400 lbs / 180 kg. Se aparecer “ERR” (Erro) no visor durante a pesagem, isso indica que a capacidade máxima de pesagem da balança foi ultrapassada. Remova o peso imediatamente, caso contrário, a balança poderá ser danificada permanentemente.

Precauções

1. Limpe as partes expostas com um pano macio levemente umedecido. Para remover manchas, utilize sabão neutro. Jamais utilize detergentes, água em excesso, tecidos sintéticos, agentes de limpeza ásperos ou sprays. Não tente lubrificar ou abrir o invólucro da balança.
2. Embora a balança tenha sido projetada para dispensar manutenção, ela contém peças eletrônicas sensíveis. Evite manuseá-la bruscamente. Não derrube, chute nem pule sobre a balança. Trate-a com cuidado para garantir o seu melhor desempenho.
3. Esta balança foi projetada para ler pesos entre 35 e 400 lbs, 15 e 180 kg. Para evitar danos, não coloque mais de 400 lbs / 180 kg sobre a balança.
4. Não guarde a balança junto com produtos químicos de limpeza. Os vapores de alguns produtos domésticos podem afetar os componentes eletrônicos da balança. Não guarde a balança apoiada lateralmente.
5. Esta balança é um dispositivo de pesagem extremamente sensível. Para evitar o esgotamento da pilha, não coloque nada sobre a balança.
6. Não descarte as pilhas no fogo. As pilhas podem explodir ou vazar. Remova as pilhas se a balança não for utilizada por um longo período de tempo.